

Aplikátory jsou nesterilní chirurgické nástroje pro opakované použití zhotovené z nerezavějící chirurgické oceli splňující požadavky norem pro chirurgické nástroje.

Použití:

- jako pomocné nástroje při chirurgické léčbě stresové inkontinence u žen podle použité metody – slouží k vytvoření tunelu u pacientky za účelem správné implantace urologické pásky

Druhy:

- TVT aplikátor – pomocný nástroj určený pro metodu TVT (Tension-free Vaginal Tape)
- TOT aplikátor – pomocný nástroj určený pro metodu TOT (Trans Obturator Tape)
- sada TOT aplikátorů obsahující dva aplikátory, jejichž tvar je vzájemně zrcadlový, určené pro metodu TOT (Trans Obturator Tape)
- nesterilní (doporučuje se sterilizace vodní parou)

Balení:

- TOT a TVT aplikátory v balení po 1 ks
- sada TOT aplikátorů, jednotlivé balení obsahující 2 ks

Více informací na: www.dallop-nm.com

[>>](#)