

Bavlněný ochranný podvlek se používá jako první vrstva obvazu pod sádro.

Spolu s podkladem pod sádro Matosoft NATURAL tvoří kompletní obvaz pod sádro z přírodního materiálu, který poskytuje pokožce pacienta plnou ochranu před podrážděním a teplem vyzařovaným tvrdnoucí sádrovou fixací.

Chrání pacientovu pokožku před ostrými hranami sádrové fixace. Pohlčuje pot a vlhkost.

Použití:

- pro ochranu pokožky před podrážděním a teplem vyzařovaným tvrdnoucím sádrovým obvazem
- součást obvazu pod sádro
- ochrana pokožky pod tlakovou bandáží

Druhy:

- nesterilní

Rozměry a balení:

- v šířce 7 cm, 10 cm, 15 cm a v délce 20 m, balení po 1 ks

