

Řada plochých papír/fólie obalů pro sterilizaci.

Vysoce kvalitní materiály použité pro výrobu obalů a validovaný technologický výrobní proces zajišťují perfektní „peel“ efekt – bezprašné otevírání obalů. Díky tomu je minimalizováno riziko kontaminace částicemi celulózy, které se mohou odtrhnout při otevírání papírových obalů.

Chemické indikátory procesu sterilizace jsou natištěny v oblasti sváru.

Výrobek splňuje požadavky norem EN 868-3, EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2 and EN ISO 11140-1.

Použití:

- jako obaly pro sterilizaci vodní párou (STEAM), ethylenoxidem (EO) a formaldehydem (FORM)

Druhy:

- sáčky
- role

Rozměry a balení:

- sáčky – různorodá škála velikostí: šířka od 40 mm do 600 mm; délka 90 mm až 1200 mm; balení po 100 ks
- role – různorodá škála velikostí: šířka od 50 mm do 650 mm; délka 60 m až 200 m; balení po 1 ks



>>