









































SYMBOLY POUŽÍVANÉ NA ŠTÍTKÁCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

SYMBOL	VYSVĚTLIVKA
	CE s číslem – potvrzení o splnění požadavků EU
	výrobce
	datum výroby
	sterilní produkt; sterilizovaný párou
	sterilní produkt; sterilizovaný etylenoxidem
	sterilní produkt; sterilizovaný zářením
	sterilní produkt; informace o druhu sterilizace nejsou uváděny v případě použití více než jedné metody
	nesterilní produkt
	číslo šarže – kód výrobce
	spotřebujte do – datum, po kterém nesmí být zdravotnický prostředek použit
	nepoužívejte opakovaně – produkt určený pro jednorázové použití
	nesterilizujte znovu
	nepoužívejte, je-li obal narušený
	nevhodné pro styk s potravinami
	povoleno pro styk s potravinami
	uchovávejte mimo dosah slunečního záření
	uchovávejte v suchu
	rozmezí teplot, kterým může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven
	produkt obsahuje přírodní latex
	produkt neobsahuje latex
	produkt poskytuje ochranu proti mikroorganismům
	produkt poskytuje omezenou ochranu proti chemikáliím
	návod k použití je přiložen k produktu

SYMBOLY POUŽÍVANÉ NA ŠTÍTKÁCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

	rozmezí vlhkosti, které může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven
	„zelený bod“ znamená, že výrobce produktu přispívá na opětovné zužitkování a recyklaci
	informace o surovinách, ze kterých je vyroben obal
	zlikvidujte odpad
	nepyrogní produkt
	ruční praní
	perle při teplotě uvedené na štítku
	suště повеšené
	nežehlete
	nebělte chlorem
	nečistěte chemicky
	v sušičce sušte při běžné teplotě
	nebělte
	nevhodné pro styk s potravinami
	„ruce“ ukazují, z jaké strany má být balení otevřeno
	touto stranou nahoru
	zacházejte s opatrností
KJ	schváleno kontrolou jakosti