

Vyrobeny z transparentní polyuretanové fólie zabezpečené silikonovým papírem.

Okraje fólií jsou vybaveny barevnými „fingerlifty“ usnadňujícími jejich aplikaci na vymezené operační pole. Navíc jsou zabaleny do silikonového papíru.

Charakteristika:


- je elastická a roztažitelná
- nezpůsobuje podráždění pokožky
- neobsahuje latex
- nevyvolává alergické reakce
- není cytotoxická
- propouští vodní páru

Použití:

- pro zabezpečení operačního pole před průnikem mikroorganismů

Rozměry a balení:

- sterilní (sterilizováno ethylenoxidem): baleno v krabičkách po 10 ks
- široká škála velikostí: od 20 cm x 10 cm do 90 cm x 60 cm



MD

>>