

Vyrobené z průhledné polyetylenové folie, která umožňuje identifikaci obsahu, nebo z 2vrstvého laminátu Blue Special.

Tvarovací okraj umožňuje profilování dle druhu prováděného výkonu a potřeb lékaře. Lepidlo umožňuje připevnění na kterémkoli místě ochranného návleku.

Použití:

- pro odběr tekutin, skladování chirurgických nástrojů a malého obvazového materiálu

Druhy:

- jedno, dvou nebo pětikomorové
- s nebo bez tvarovacího okraje
- s lepicí páskou nebo bez ní

Rozměry a balení:

- sterilní (sterilizované ethyleneoxidem): baleno v papírovém sáčku s fólií, po 1 ks
- rozměry: 40 cm x 30 cm (jednokomorové), 42 cm x 35 cm (dvoukomorové), 54 cm x 39 cm (jednokomorové s lepicí páskou), 30 cm x 17.5 cm (pětikomorové)



>>