

- vyrobené z bavlněné gázy bělené bez použití chlóru
- okraje roušky zajištěné způsobem znemožňujícím vytažení volného vlákna
- s kontrastním vláknem viditelným pod rentgenem, které je natrvalo součástí roušky
- mohou mít navíc šňůrku, která umožňuje upevnění roušky mimo operační pole
- možnost sterilizace produktu dodaného v nesterilní verzi

Použití:

- pro odsávání velkého množství tělních tekutin během operačních zákroků

Druhy:

- sterilní a nesterilní
- s RTG kontrastním vláknem a se šňůrkou nebo bez šňůrky
- dostupné varianty počtu vrstev: 2-, 4-, 6-, 8-vrstvé

Rozměry a balení:

- sterilní: balení po 1 ks, 2 ks, 3 ks, 5 ks, 10 ks
- nesterilní: balení po 10 ks, 20 ks, 30 ks, 45 ks, 60 ks
- dostupné ve velikostech: 30 cm x 30 cm, 30 cm x 45 cm, 45 cm x 45 cm, 45 cm x 70 cm, 50 cm x 50 cm, 75 cm x 90 cm

