

Zrychlené hojení a kontrola infekce

- díky resorpční kapacitě obvazu není třeba jej měnit
- produkty vznikající při vstřebávání obvazu v ráně spolu s proteiny tvoří zdroj stavebního materiálu pro nové buňky
- reguluje vlhkost rány a udržuje vlhké prostředí
- obsah stříbra má antibakteriální účinek (při použití obvazu Medisorb R Ag)

Použití:

- rány způsobené žilní nedostatečností
- diabetická noha
- proleženiny
- traumatické rány
- chirurgické rány
- popáleniny
- verze POWDER umožňuje použití na hluboké rány

Druhy:

- sterilní

Rozměry, verze a balení:

- Medisorb R MEMBRÁNA: ø 9 cm; baleno po 5 ks
- Medisorb R POWDER: 1 g; baleno po 5 ks
- Medisorb R Ag: ø 9 cm; baleno po 5 ks



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem PCBC SA a nesou značku CE s číslem 1434

>>