

Prevence a kontrola infekce

- paropropustný polyuretanový film tvořící vnější vrstvu obvazu umožňuje cirkulaci vzduchu a chrání před vnějšími faktory
- vrstva polyuretanové pěny absorbuje přebytečný exsudát a chrání ránu před mechanickým poškozením
- aktivní vrstva složená z chitosanu a stříbra zajišťuje v ráně aseptické prostředí a vytváří příznivé podmínky pro hojení ran

Použití:

- středně až silně exsudující rány
- infikované rány nebo rány s rizikem sekundární infekce
- bércové vředy
- dekubity
- pooperační rány
- rozsáhlá traumatická poranění
- popáleniny
- rány provázející tzv. diabetickou nohu

Druhy:

- sterilní

Rozměry a balení:

- 10 cm x 10 cm, baleno po 5 ks
- 10 cm x 20 cm, baleno po 5 ks



>>