

- měkká a elastická samolepící páska z netkané textilie
- skvěle se přizpůsobí jakékoli části těla – lze jej lehce aplikovat na klouby, kulaté a ostře řezané části těla bez omezení pohybu
- porézní netkaná textilie umožňuje volné dýchání pokožky
- akrylové lepidlo nezpůsobuje podráždění – vhodné pro pacienty s citlivou pokožkou
- bílý papír se silikonem naneseným na lepicí straně usnadňuje použití pásky (dokonce v lékařských rukavicích)

Použití:

- pro fixaci obvazů na velkých plochách (pooperační rány) bez omezení pohybu
- zajištění obvazů na namáhaných místech, např. v okolí kloubů
- pro fixaci kompresí, drénů, katétrů

Druhy:

- nesterilní

Rozměry a balení:

- dostupné v délce: 10 m a v šířkách 2.5 cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm
- nesterilní: balení po 1 ks



>>