

Mají vrstvu lepidla, díky níž dobře přilnou k povrchu. Natištěné chemické indikátory mění barvu v průběhu procesu sterilizace a informují tak, že balíček byl sterilizován.

Použití:

- slouží pro uzavření balíčků určených pro sterilizaci vodní parou (STEAM) a ethylenoxidem (EO) a suchým horkým vzduchem

Druhy:

- v rolích

Rozměry a balení:

- dostupné v šířkách 12 mm, 19 mm and 25 mm a v délkách 50 m and 55 m balení po 1 ks



>>