

- neinvazivní zdravotnický výrobek, který může přijít do styku s poraněnou pokožkou a je určen pro použití jako mechanická bariéra a pro absorpci exsudátu
- tampony z buničité vaty o rozměrech 4 cm x 5 cm jsou vyrobeny z 10 vrstev 100% celulózy
- okraj každého kusu krytí má zvláštní úpravu, díky níž má výrobek podobu praktického polštářku
- dostupné ve formě rolí, možnost dělení je zajištěna díky perforaci

## Použití:

- pro dezinfekci pokožky před injekcemi, infúzemi a drobnými chirurgickými zákroky
- jako absorpční materiál při drobných poraněních
- možnost použití v kosmetických salonech, např. jako tampony pro odstraňování laku na nehty

## Druhy:

- 4x5cm á 250ks na roli, perforované, nesterilní
- 4x5cm á 500ks na dvojrolí, perforované, nesterilní

## Rozměry a balení:

- baleno do fóliového sáčku se dvěma rolemi á 500ks
- krabička/dávkovač s jednou rolí á 250ks

