

Buničitá vata je zdravotnický výrobek s vysokou absorpční schopností nacházející využití jak pro lékařské, tak pro kosmetické účely.

Použití:

- absorpční materiál pro místní dezinfekci pokožky před vpichy a drobnými zákroky
- absorpční materiál pro odsávání sekretu, například slin, při stomatologických zákrocích

Druhy:

- nesterilní

Rozměry a balení:

- řezaná, v plátech 40 cm x 60 cm balená po 0,5 kg, 1 kg a 5 kg
- řezaná, v plátech 20 cm x 30 cm balená po 0,5 kg
- řezaná, v plátech 20 cm x 20 cm balená po 1 kg
- vinutá 150 g



>>