

Dallon® PATCH je neuzavřená cévní náhrada, která se snadno utěsní krví pacienta. Je pletena z polyesterové příze.


Vlastnosti:

- optimální flexibilita
- vysoká mechanická pevnost
- výrobek nemění svůj průměr
- disponuje viditelnou orientační linií
- netřepí se (ani při různých úhlech stříhu)
- snadno se našívá

Použití:

Dallon® PATCH je určen k chirurgickému ošetření v následujících případech:

- aneurysma (posílení vnější stěny cévy)
- při onemocnění krevních cév
- preventivně před možným výskytem aneurysmatu po implantaci srdeční chlopně (vyvarujte se kontaktu se srdcem)
- jiná léčba krevních cév



>>