

Neresorbovatelné chirurgické síťky Optomesh® 3D jsou zhotovené z průhledné a modré monofilní polypropylenové příze. Jsou určeny k léčbě tříselných kýl.

Výrobky Optomesh® 3D neobsahují žádné látky alogenního nebo živočišného původu. Výrobky Optomesh® 3D obsahují marker, která usnadňuje implantaci síťky. Marker je vyroben z modré monofilní polypropylenové příze.

Použití:

Chirurgické síťky Optomesh® 3D se doporučují pro rekonstrukční zákroky k doplnění a/nebo zpevnění defektů měkkých tkání v případě primárních a recidivujících tříselných kýl.

V závislosti na typu kýly a použité operační metodě lze zvolit vhodný typ chirurgické síťky s ohledem na preference chirurga, charakter zákroku a dané lékařské standardy.

Druhy:

- sterilní (sterilizováno etylenoxidem)
- pravá strana, velikost S/M
- pravá strana, velikost L
- levá strana, velikost S/M
- levá strana, velikost L

Rozměry a balení:

- dostupné ve velikostech S/M a L
- jednotkové balení (lepenková obálka) obsahuje jeden kus produktu zabalený v blistru a ve fólii a v krabičce s návodem k použití

Více detailů na: [www.optomesh.com](http://www.optomesh.com)

