

Nevstřebatelné chirurgické sítky Optomesh® STOMA jsou vyrobeny z průhledné a modré monofilamentní polypropylenové přize. Jsou určeny k léčbě parastomálních hernií.

Sortimentní list obsahuje jednu velikost sítky (195 mm x 195 mm), ale rozměry může lékař při implantaci upravit tak, aby se tvar přizpůsobil individuální anatomii pacienta.

Optomesh® STOMA neobsahuje žádné látky alogenního nebo živočišného původu. Modré orientační čáry podél výrobku usnadňují viditelnost a umístění výrobku v operačním poli.

Použití:

Chirurgická síťka Optomesh® STOMA je určena k chirurgické léčbě primárního nebo preventivního výskytu parastomálních hernií. Nejběžnějšími indikacemi chirurgické léčby kýly jsou: obstrukce střevního průchodu, větší velikost kýly, bolest a nepohodlí při pohybu, chronické zánětlivé změny kolem stomie a kosmetické důvody.

Druhy:

- sterilní (sterilizované ethylenoxidem)

Rozměry a balení:

- k dispozici rozměr: 195 mm x 195 mm
- jednotkové balení (lepenková obálka) obsahuje jeden kus produktu zabalený v blistru a ve fólii a v krabičce s návodem k použití



>>