

Operační pláště vyrobené z polyesterového buničinového netkaného vlákna s dalšími ochrannými laminátovými vrstvami v kritických místech (vpředu a na předloktí). Materiál podobný bavlně zajišťuje velké pohodlí při práci díky větší prodyšnosti a měkkosti, zatímco laminát zajišťuje bezpečnost během dlouhých a invazivních operací. Každý plášť je volný, široký a umožňuje přesné zakrytí chirurga trupu. Rukávy nebrání pohybu a mají bezešvé bezprašné polyesterové manžety, které přesně objímají zápěstí. Dvě sady šňůrek umožňují nejprve „špinavé“ a potom „čisté“ zavázání. Speciální karton s upevněnými externími šňůrkami umožňuje aseptické použití šňůrek, a harmonikové provedení umožní chirurgovi rychlé nasazení, které zvládne sám.

Použití:

- pro dlouhé operace s velkým množstvím tekutin

Druhy:

- sterilní (sterilizováno ethylenoxidem)
- sterilní s ručníky z netkané textilie
- sterilní s ručníky z netkané textilie a dalším obalem v krepovém papíru
- barva: modrá

Rozměry a balení:

- velikost: M, L, XL, XXL
- sterilní: baleno v papírovém sáčku po 1 ks

