

Operační pláště COMFORT jsou vyrobeny z polyesterové buničinné netkané textilie. Materiál podobný bavlně zajišťuje velké pohodlí díky větší prodyšnosti a měkkosti. Každý plášť je volný, široký a umožňuje přesné zakrytí chirurgova trupu. Rukávy mají bezešvé bezprašné polyesterové manžety, které přesně objímají zápěstí. Dvě sady šňůrek umožňují nejprve „špinavé“ a potom „čisté“ zavázání. Speciální karton s upevněnými externími šňůrkami umožňuje aseptické použití šňůrek, a harmonikové provedení umožní chirurgovi rychlé nasazení, které zvládne sám.

Použití:

- kratší operace s menším množstvím tekutin

Druhy:

- sterilní (sterilizováno ethylenoxidem)
- sterilní s ručníky z netkané textilie
- sterilní s ručníky z netkané textilie a dalším obalu z krepového papíru
- barva: modrá

Rozměry a balení:

- velikosti: M, L, XL, XXL
- sterilní: baleno v papírovém sáčku po 1 ks



>>