

Kalhoty jsou vyrobeny z polypropylénové netkané textilie. Kalhoty jsou rovné, volné, s gumičkou nebo tkaničkou v pase, která slouží k nastavení obvodu pasu. V zadní části kalhot se nachází otvor umožňující provedení vyšetření.

Použití:

- pro pacienty pro zákrok kolonoskopie

Druhy:

- nesterilní
- krátké nebo dlouhé (se suchým zipem, umožňujícím zakrytí intimní části těla pacienta)
- barva: modrá

Rozměry a balení:

- velikosti:
  - dlouhé: univerzální velikost
  - krátké: M, L, XL
- nesterilní: baleno ve fóliových sáčcích po 10 ks



**MD**

>>