

Vyrobeno z netkané textilie SMS nebo SB.

Potahy na matraci, dialyzační křeslo a nosítka mají dvě záložky, aby se zabránilo sklouznutí.

Potah na nosítka a potah matrace o rozměrech 220 cm x 15 cm jsou navíc vybaveny čtyřmi fixačními páskami.

Sluchátka mají gumičku.

Použití:

- ochrana nemocničního vybavení před kontaminací

Druhy:

- potah na nosítka
- potah křesla pro dialýzu
- potah matrace
- kryt sluchátek

Rozměry a balení:

- nesterilní: baleno v sáčcích po 10, 20 a 50 ks
- rozměry: 220 cm x 80 cm (nosítka), 240 cm x 80 cm (křeslo na dialýzu), 220 cm x 115 cm, 210 cm x 80 cm and 200 cm x 80 cm (matrace), průměr 10 cm v rozloženém stavu (sluchátka)



>>