

Vyroben ze 100% přírodních surovin. Netoxický, neprašný, antistatický. Díky použité technologii výroby se papír vyznačuje zvýšenou odolností proti protřetí nebo proražení.

Je určen pro balení zdravotnického materiálu daného a neměnného tvaru, např. setů chirurgických nástrojů, součástí lékařské nebo laboratorní techniky.

Správně je pro balení zdravotnických výrobků třeba používat dvou archů papíru. Dvojité balení umožňuje snadné zjištění případného poškození balíčku.

Krepový papír podle barev – krabice obsahuje archy ve dvou barvách: bílé a zelené, které jsou proloženy střídavě.

Takovéto balení snižuje požadavky na skladovací plochu a zvyšuje pracovní komfort personálu.

Výrobek splňuje požadavky norem PN-EN 868-2, PN EN ISO 11607-1.

Použití:


- jako obal pro sterilizaci vodní párou (STEAM), ethylenoxidem (EO), pro radiační sterilizaci (R) a sterilizaci formaldehydem (FORM)

Types:

- střídavě skládané archy (barva bílá a zelená)

Rozměry a balení:

- široká škála rozměrů: od 300 mm x 300 mm balení po 250 ks až do 1200 mm x 1500 mm balení po 100 ks



>>