

Vyroben ze 100% přírodních surovin. Netoxický, neprašný, antistatický.

Díky použité technologii výroby se papír vyznačuje zvýšenou odolností proti protržení nebo proražení.

Je určen pro balení zdravotnického materiálu daného a neměnného tvaru, např. setů chirurgických nástrojů, součástí lékařské nebo laboratorní techniky.

Pro balení zdravotnických výrobků je třeba používat dvou archů papíru. Dvojité balení umožňuje snadné zjištění případného poškození balíčku.

Výrobek splňuje požadavky norem PN-EN 868-2, PN EN ISO 11607-1.

Použití:

- jako obal pro sterilizaci vodní párou (STEAM), ethylenoxidem (EO), pro radiační sterilizaci (R) a sterilizaci formaldehydem (FORM)

Druhy:

- archy v barvě bílé, modré nebo zelené

Rozměry a balení:

- různorodá škála velikostí: od 300 mm x 300 mm balení po 250 ks až do 1200 mm x 1500 mm balení po 100 ks

[>>](#)