

Porodnický oděv je vyroben z měkké antistatické polypropylenové netkané textilie, která nedráždí ani nezvyšuje citlivost pokožky. Přední strana má hluboký výstřih do V, který usnadňuje krmení dítěte šněrováním, které umožňují výstřih zakrýt a matce zachovat intimitu. Široký střih a dva záhyby na přední straně umožňují přizpůsobit oděv postavě a rozparky po stranách napomáhají volnému pohybu.

Použití:

- navrženo pro ženy při porodu a v poporodním období

Druhy:

- nesterilní
- barva: námořnická modrá

Rozměry a balení:

- nesterilní: S-M baleno ve fóliovém sáčku po 1 nebo 10 ks
- nesterilní: L-XL baleno ve fóliovém sáčku po 1 nebo 10 ks



MD

>>