

- umělohmotný (např. pupeční svorky, kleště apod.) nebo kovový materiál v jednom sterilním obalu
- nástroje na jedno použití – symbol pro jedno použití je vyrytý na všech kovových nástrojích
- nástroje mají ostří chráněno násadkou, nehrozí tedy proražení obalu
- sterilizované v souladu s validačním procesem (v souladu s normami EN ISO 17665-1 a EN ISO 11135)
- nástroje nelze opakovaně sterilizovat

Použití:

- při operačních a ambulantních zákrocích

Druhy:

- sterilní
- kleště, nůžky, pinzety, nástavce na skalpel ad.

Rozměry a balení:

- sterilní balení po 1ks; jednotlivé sterilní nástroje lze navíc zabalit do kartonového dávkovače, který umožňuje lepší organizaci a skladování produktů ve nemocnici



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

