

FB je dvouvrstvý laminát a je charakterizován těmito vlastnostmi:

- pevnost a odolnost proti roztržení
- účinná bariéra vůči kapalinám
- kompletní ochrana před mikrobiálními agens
- dobré absorpční vlastnosti

FB roušky mohou mít např. rozparky a otvory.

Použití:

- zakrytí pacienta během malých lékařských zákroků
- obal na desku stolu

Rozměry a balení:

- sterilní (sterilizované ethylenoxidem) baleno v papírovém sáčku s fólií po 1 ks
- nesterilní: baleno ve fóliových sáčcích v baleních po 15 ks až 100 ks



>>