

Polypropylénová SMS netkaná textilie se vyznačuje:

- vysokou odolností proti roztržení
- vynikající bariéra proti prachu, vlasům, olupující se pokožce

SMS roušky mohou mít lepicí pásky a otvory různých velikostí.

Výrobky ze SMS netkané textilie vyhovují normě EN 13795.

Použití:


- zakrytí pacienta během zákroků s malým únikem tekutin
- obal na desku stolu a na lékařské vybavení
- součástí operačních setů, umožňují zakrytí pacienta tak, aby byla zajištěna jeho bezpečnost i bezpečnost zdravotnického personálu

Druhy:

- sterilní (sterilizované vodní parou) a nesterilní

Rozměry a balení:

- široká škála velikostí
- sterilní: baleno v papírovém sáčku s fólií po 1 ks; navíc lze jednotlivé roušky zabalit do kartonového dávkovače, který umožňuje lepší organizaci a skladování produktů v nemocnici
- nesterilní: ve fóliových sáčcích v baleních po 15 ks až 100 ks



>>