

TF je dvouvrstvý laminát, který:

- se vyznačuje vysokou pevností
- zajišťuje vysokou ochranu před mikrobiálními agens a zcela zabraňuje průsaku tekutin
- netkaná textilie zajišťuje dobré absorpční vlastnosti
- má antistatické vlastnosti
- je biokompatibilní

Roušky z TF laminátu mohou mít např. lepicí pásky či otevírání nejrůznějších tvarů.



Výrobky z laminátu TF vyhovují normě EN 13795.

Použití:

- součást operačních setů, umožňují zakrytí pacienta způsobem zajišťujícím jeho bezpečnost i bezpečnost zdravotnického personálu

Rozměry a balení:

- široká škála velikostí
- sterilní: baleno v papírovém sáčku s fólií po 1 ks; jednotlivá sterilní balení jsou dostupná v dávkovači, který usnadňuje organizaci a skladování produktů v nemocnici
- nesterilní: ve fóliových sáčcích v baleních po 15 ks až 50 ks



>>