

- vyrobeno ze 100% bavlněné gázy, bělené peroxidem bez použití chloru
- netřepí se
- okraje zajištěné způsobem znemožňujícím vytažení volného vlákna
- vysoká absorpce
- možnost sterilizace

## Použití:

- pro absorpci tekutin během ambulantních a operačních zákroků (sterilní)
- pro hygienicko-kosmetické účely (nesterilní)

## Druhy:

- sterilní (sterilizovaná párou) a nesterilní
- v osnově ze 13 nebo 17 vláken

## Rozměry a balení:

- sterilní v sáčcích: 1 m<sup>2</sup>; 1/2 m<sup>2</sup>; 1/4 m<sup>2</sup>
- nesterilní v sáčcích: 1 m<sup>2</sup>; 1/2 m<sup>2</sup>
- ve složeném stavu: šířka od 0.90 m to 1.20 m, délka: 50 m, 100 m, 200 m

**POZNÁMKA:** Pro invazivní zákroky používejte pouze odvinutý produkt.

