

Jemný kompresní obvaz, který díky vysokému obsahu bavlny umožňuje proudění vzduchu a je pokožkou dokonale snášen. Pružnost je kolem 70%. Matopat IDEAL je opakovaně použitelný – díky správné kombinaci přírodních a syntetických vláken si trvale zachovává své vlastnosti i po opakovaném praní.

Použití:

- kompresní fixační obinadlo
- ulevující obvaz při všech typech zranění pohybového aparátu
- jako podpůrný obvaz s mírným kompresním účinkem

Druhy:

- nesterilní

Rozměry a balení:

- nesterilní: 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm šířka a 5 m délka – délka měřená v nataženém stavu



**MD**

