

Slouží pro fixaci obvazů na těle – nahrazují tradiční obinadla, obzvláště na místech, kde by bylo použití tradičních obinadel nepohodlné nebo obtížné, jako jsou pánev nebo rozkrok.

Dodávají se v podobě rukávu, což usnadňuje jejich nasazení – není nutná znalost obvazové techniky.

5 velikostí – obvod každé z nich je přizpůsoben konkrétní části těla.

Díky elastické struktuře se pruban při vhodně zvolené velikosti dokonale přizpůsobí ošetřované části těla.

Rychlé nasazování, což je důležité zejména při převazech u dětí.

Ideální pro domácí použití – nezapomínejme, že v případě obinadel může nesprávné použití omezovat krevní oběh – jednovrstvá konstrukce prubanu a 5 různých velikostí toto riziko minimalizují.

Použití:

- pro fixaci obvazů na obtížně dostupných částech těla, jako je pánev nebo perineum
- k obvazování chirurgických ran na břicho, hrudníku a hlavě
- jako podpůrný obvaz na popáleninách
- v dětské chirurgii

Druhy:

- nesterilní

Rozměry a balení:

- 1 prst
- 2 dlaň, předloktí, chodidlo, loket
- 3 paže, bérce, koleno, chodidlo
- 4 stehno, hlava
- 5 hrudník, břicho, pánev
- dostupná délka: 25 m (při natažení)
- balení po 1 ks

