

Velmi rychle tuhnoucí obvaz je nenahraditelný všude tam, kde je nutné okamžité znehybnění.

- speciální složení sádry na nosiči z gázy nejvyšší kvality umožňuje pevnou a trvanlivou fixaci
- díky zvýšenému množství sádrové hmoty je snížena spotřeba obvazů a provedení fixace je tedy rychlejší
- speciálně navržené jádro s perforací umožňuje rovnoměrné a rychlé nasáknutí obvazu
- dostupné i v modré a růžové barvě; jedná se o skvělé řešení pro maximální spokojenost zejména dětských pacientů
- dostupné také ve formě dlahy, tj. 4-vrstvého obvazu o délce 10 m nebo 20 m určeného pro výrobu sádrových odlitek nebo pro segmentové zesílení sádrového obvazu
- parametry: doba namáčení cca 5 sekund, doba tuhnutí 3-3,5 minuty, doba modelování cca 2 minuty
- vysoká pevnost a krátká doba tuhnutí umožňuje první zátěž již po 15-20 minutách

Specifické oblasti použití díky krátké době tuhnutí:

- fixace na operačních sálech, která je nejčastěji spojena s repozicí, tudíž je nutné okamžité ztuhnutí sádry
- fixace zlomenin u dětí

Druhy:

- sádrové rychloobvazy
- dlahy

Rozměry a balení:

- bílé sádrové rychloobvazy

3-metrový v šířce 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm

4-metrový v šířce 15 cm

balení po 2 ks

- barevné sádrové rychloobvazy (růžové a modré)

3-metrový v šířce 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm

balení po 2 ks

- dlahy (4-vrstvý sádrový obvaz)

10-metrový o šířce 10 cm, 15 cm

20-metrový o šířce 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm

balení po 1 ks



MD

