

Sádrový rychloobvaz je nenahraditelný všude tam, kde je nutné okamžité znehybnění.

- speciální složení sádry umístěné na nosiči z gázy nejvyšší kvality umožňuje pevnou a odolnou fixaci
- speciálně navržené jádro s perforací umožňuje rovnoměrné a rychlé nasáknutí obvazu
- univerzální použití - díky optimální době tuhnutí je tento typ sádrového obvazu využíván nejčastěji
- k dispozici také ve formě čtyřvrstvé sádrové dlahy určené ke konstrukci ortopedických dlah a obvazů nebo k vyztužení tradičního sádrového odlitku
- parametry: doba namáčení cca 5 sekund, doba tuhnutí 5 minut, doba modelování cca 3-3,5 minuty
- vysoká pevnost umožňuje první zátěž již po cca 20 minutách

Použití:

- základní znehybnění většiny typických zlomenin
- korekce deformit

Druhy:

- bílé sádrové obvazy
- dlahy

Rozměry a balení:

- bílý sádrový obvaz

2-metrový v šířce 6 cm

3-metrový v šířkách 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm, 20 cm

4-metrový v šířkách 15 cm, 20 cm

balení po 2 ks

- dlahy (4-vrstvý sádrový obvaz)

20-metrový v šířkách 10 cm, 15 cm

balení po 1 ks



MD

>>