

- z porézního transparentního materiálu, který propouští vzduch a vodní páry
- umožňuje sledování hladiny tekutiny ve fixních sondách, kanylách a katetrech
- velmi jemné k pokožce, lze je snadno a bezbolestně odlepit (nezanechávají zbytky lepidla)
- nepohlcuje vlhkost
- zoubkované hrany po obou stranách umožňují snadnější ruční odtržení požadované délky
- akrylové lepidlo nezpůsobuje podráždění pokožky

Použití:

- pro fixaci obvazů na obličeji a jiných citlivých místech
- pro fixaci sond, katétrů a dalšího lehkého zdravotnického materiálu

Druhy:

- nesterilní

Rozměry a balení:

- dostupné v délkách: 5 m a 9.14 m a v šířkách 1.25 cm, 2.5 cm a 5 cm
- nesterilní: balení závisí na rozměru



MD

>>