

Jsou vyrobeny z průhledné polyetylénové folie.

Pružnost a měkkost materiálu umožňuje snadnou a bezpečnou manipulaci během zákroku.

Jsou vybaveny samolepící páskou a koncovým prvkem z tvrdého papíru s otvorem, což usnadňuje jejich upevnění na požadované zařízení.

Použití:

- zakrytí zdravotnické techniky, univerzální pro všechny typy kamer, endoskopů, optických kabelů a kabelů

Rozměry a balení:

- velikosti: 13 cm x 235 cm, 13 cm x 244 cm, 15 cm x 250 cm
- sterilní (sterilizované radiačně nebo ethylenoxidem): baleno do papírového sáčku s fólií po 1 ks



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>