

Vyrobeno z polyethylenové nebo polypropylenové fólie.

Kryty (kromě krytů rukojeti lampy) mají připevněnou gumičku nebo lepicí pásku usnadňující jejich použití.

Použití:

- zakrytí zdravotnické techniky

Druhy:

- na přístroje
- na C-rameno
- na mikroskopy
- na rameno lampy

Rozměry a balení:

- široká škála velikostí a tvarů
- sterilní (sterilizováno ethylenoxidem): baleno do papírového sáčku s fólií po 1 ks

