

- Svrchní část zhotovená z průhledné, vysoce elastické polyuretanové fólie, díky níž se náplast výborně přizpůsobí tvaru těla pacienta a neomezuje jej v pohybu, průhlednost umožňuje sledování okolí rány v průběhu hojení.
- neobsahují latex
- Unikátní molekulární struktura náplasti propouští vodní páru, ale je voděodolná.
- Velké absorpční jádro je umístěno uvnitř náplasti, lepicí část na okrajích zaručuje udržení obvazu na svém místě.
- Absorpční jádro je pokryto mikrosítkou, která zabraňuje přilnutí náplasti k ráně nebo ke stehům.
- Použité lepidlo nezpůsobuje podráždění pokožky ani alergické reakce.
- Zaoblené kraje náplasti zamezují předčasnému odlepení od pokožky pacienta.
- široká záložka ochranného papíru umožňuje snadnou aplikaci i v rukavicích
- Velmi snadná aplikace díky krycím papírkům s číslováním, které uvádí pořadí jejich odstraňování.

#### Použití:

- pro ošetřování pooperačních ran, odřenin a řezných ran

#### Druhy:

- sterilní
- tvar: obdélníkový

#### Rozměry a balení:

- sterilní: balení po 50 ks
- dostupné velikosti: 7.2 cm x 5 cm, 10 cm x 6 cm, 15 cm x 8 cm, 20 cm x 10 cm

