

Ochrana jemných tkání.

- průhledný obvaz vyrobený z tenké polyuretanové fólie – průhlednost umožňuje vizuální kontrolu stavu rány
- voděodolný a nepropustný pro mikroorganismy – umožňuje provádění běžné hygieny, při níž snižuje na minimum riziko infekce rány
- udržuje odpovídající míru vlhkosti rány – rána se hojí bez vzniku strupu, což minimalizuje riziko vzniku jizvy
- lze ponechat na ráně až 7 dnů – méně časté převazování vede k rychlejšímu procesu hojení a snižuje náklady na léčbu

Použití pro léčbu:

- drobných ran, poranění a oděrek
- popálenin prvního stupně
- pooperační rány
- proleženin prvního a druhého stupně
- míst, z nichž byl odebrán kožní štěp


Obvaz lze profylakticky použít i jako ochranu proti poškození kůže v důsledku tření nebo nepřetržitého působení vlhkosti.

Druhy:

- sterilní

Rozměry a balení:

- sterilní: 6 cm x 7 cm, balení po 5 ks
- sterilní: 12 cm x 12 cm, balení po 5 ks a 50 ks



>>