

- podklad z tenké, průhledné, zcela voděodolné a prodyšné fólie
- průhledná folie umožňuje sledování místa vpichu, aniž by bylo nutné krytí odlepovat
- nástřih pro kanylu usnadňuje aplikaci krytí
- „křídélka“ pro jistější fixaci jsou navíc zesílená netkanou textilií
- vložka s mikrosítkou chrání před přilnutím krytí k tělu
- použité akrylové lepidlo nezpůsobuje podráždění pokožky
- zakulacené okraje krytí brání předčasnému odlepení od pokožky pacienta
- široká záložka ochranného papíru umožňuje snadnou aplikaci i v rukavicích

## Použití:

- pro sterilní ošetření rány v místě vpichu a současně fixaci zavedené kanyly

## Druhy:

- sterilní

## Rozměry a balení:

- sterilní: balení po 1 ks v krabičkách po 50 ks
- velikost: 5.8 cm x 8 cm



>>