

Speciální obaly pro sterilizaci radiací.

Použití:

- jako obaly pro radiační sterilizaci (R) nebo sterilizaci ethylenoxidem (EO) při použití doplňkového indikátoru pro danou metodu

Výrobek splňuje požadavky norem EN 868-6, EN 868-5, EN ISO 11607-1 a EN ISO 11607-2.

Druhy:

- sáčky
- role

Rozměry a balení:

- sáčky – různorodá škála velikostí: šířka od 40 mm do 600 mm; délka od 90 mm do 1200 mm; balení po 100 ks
- role – různorodá škála velikostí: šířka od 50 mm do 650 mm; délka 60 m a 200 m; balení po 1 ks



>>