

- vnější vrstva zhotovená z bavlněné gázy bělené bezchlórovou metodou
- vnitřní vrstvu představuje vatová absorpční vložka
- kulatý tvar tamponu minimalizuje jeho velikost a usnadňuje zavádění do tělesných dutin
- bavlněná šňůrka připevněná k tamponu usnadňuje jeho vyjmutí z tělesných dutin
- možnost sterilizace produktu dodaného v nesterilní verzi

#### Použití:

- pro použití při gynekologických zákrocích


#### Druhy:

- sterilní

#### Rozměry a balení:

- dostupné ve velikosti: 30 cm x 30 cm
- sterilní: balení po 1 ks

**POZNÁMKA:** Pro invazivní zákroky používejte pouze odvinutý produkt.



**MD**

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>