

- vnější vrstva zhotovená z bavlněné gázy bělené bezchlórovou metodou
- vnitřní vrstvu představuje vatová absorpční vložka
- kulatý tvar tamponu minimalizuje jeho velikost a usnadňuje zavádění do tělesných dutin
- bavlněná šňůrka připevněná k tamponu usnadňuje jeho vyjmutí z tělesných dutin
- možnost sterilizace produktu dodaného v nesterilní verzi

### Použití:

- pro použití při gynekologických zákrocích

### Druhy:

- sterilní

### Rozměry a balení:

- dostupné ve velikosti: 30 cm x 30 cm
- sterilní: balení po 1 ks

POZNÁMKA: Pro invazivní zákroky používejte pouze odvinutý produkt.

