

- vyrobeno ze 100% bavlněné gázy, bělené peroxidem bez použití chloru
- netřepí se
- okraje zajištěné způsobem znemožňujícím vytažení volného vlákna
- vysoká absorpce
- možnost sterilizace

## Použití:

- pro absorpci tekutin během ambulantních a operačních zákroků (sterilní)
- pro hygienicko-kosmetické účely (nesterilní)

## Druhy:

- sterilní (sterilizovaná parou) a nesterilní
- v osnově ze 13 nebo 17 vláken
- s RTG kontrastním vláknem i bez
- vázané nebo balené volně
- 8-, 12-, 16-vrstvé

## Rozměry a balení:

- nesterilní: 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm, 10 cm x 10 cm, 10 cm x 20 cm, baleno v papírových sáčcích po 100 ks
- sterilní: 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm, 10 cm x 10 cm, 10 cm x 20 cm, baleno v blistrech po 2 ks, po 3 ks, po 5 ks

POZNÁMKA: Pro invazivní zákroky používejte pouze odvinutý produkt.

