

Paleta obalů papír-fólie se skladem určených pro sterilizaci. Obaly se skladem jsou určeny pro balení výrobků o větší tloušťce, se složitějším tvarem.

Vysoce kvalitní materiály použité pro výrobu obalů a validovaný technologický výrobní proces zajišťují perfektní „peel“ efekt - bezprašné otevírání obalů. Díky tomu je minimalizováno riziko kontaminace částicemi celulózy, které se mohou odtrhnout při otevírání papírových obalů.

Chemické indikátory procesu sterilizace jsou natištěny v oblasti sváru.

Výrobek splňuje požadavky norem EN 868-3, EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2 a EN ISO 11140-1.

Použití:

- jako obaly pro sterilizaci vodní párou (STEAM), ethylenoxidem (EO) a formaldehydem (FORM)

Druhy:

- sáčky
- role

Rozměry a balení:

- sáčky - velikosti: šířka od 40 mm do 600 mm; délka 90 mm až 1200 mm; balení po 100 ks
- role - velikosti: šířka od 50 mm do 650 mm; délka 60 m a 200 m; balení po 1 ks

