

Vnější vrstva z jemné netkané textilie.

Vnitřní vrstva ze savého papíru s buničinným absorpčním polštářkem zajišťujícím vysokou absorpční schopnost.

Fólie umístěná mezi savým papírem a absorpčním polštářkem zajišťuje izolaci – účinně zabraňuje prosakování.

Použití:

- doporučeno pro ženy po porodu nebo gynekologických operacích

Druhy:

- sterilní a nesterilní
- s fólií a bez fólie
- obdélníkové a anatomicky tvarované

Rozměry a balení:

- dostupné ve velikostech: 27 cm x 7.5 cm, 34 cm x 9 cm, 35 cm x 11 cm, 22.5 cm x 9 cm
- sterilní: balení po 10 ks nebo po 5 ks
- nesterilní: balení po 10 ks, 15 ks(velikost 35 cm x 11 cm) a po 20 ks (velikost 22.5 cm x 9 cm)

Rectangular version / Rechteckige Version / Прямоугольная версия / Prostokątna wersja

Method of use / Anwendungsweise / Способ применения / Sposób użycia:



Anatomical version / Anatomische Version / Анатомическая версия / Anatomiczna wersja

Method of use / Anwendungsweise / Способ применения / Sposób użycia:



>>