

Zastaví krvácení za 3 minuty!

- Tromboguard® je hemostatický obvas, to znamená, že zastavuje krvácení.
- Hemostatické působení obvasu nastupuje okamžitě. Klinické testy prokázaly, že k vytvoření sraženiny dochází v průběhu 3 minut od aplikace obvasu na ránu.
- Obvas se skládá ze 3 vrstev, z nichž každá plní jinou funkci:
 - Aktivní vrstva obvasu obsahuje na trhu zcela unikátní kombinaci složek zodpovědných za zástavu krvácení (chitosan, alginát a stříbro).
 - Další vrstvu tvoří polyuretanová pěna, která má absorpční vlastnosti a udržuje ránu vlhkou.
 - Vnější vrstva má podobu polyuretanové membrány, která chrání ránu před vnějšími faktory.
- Obvas lze ponechat na ráně 24 hodin od jeho aplikace.
- Více informací o obvasu naleznete v informačním letáku.

Použití:

- k zastavení traumatického krvácení (např. způsobeného dopravními nehodami nebo v terénu)
- ideální pro lékárníčky, první pomoc, pro záchranářské účely a použití na bojišti

Druhy:

- sterilní

Rozměry a balení:

- sterilní 10 cm x 10 cm, balení po 5 ks
- jiné rozměry jsou dostupné na objednávku

