

- vnější vrstva zhotovená z netkané textilie
- vnitřní vrstva zhotovená z buničiny
- použití buničiny zvyšuje absorpční kapacitu a řadí krytí mezi obvazy s nejvyšší absorpční schopností
- možnost sterilizace produktu dodaného v nesterilní verzi

#### Použití:

- pro ošetřování silně krvácejících ran a poranění

#### Druhy:

- sterilní a nesterilní

#### Rozměry a balení:

- dostupné ve velikosti: 10 cm x 15 cm, 10 cm x 20 cm
- sterilní: balení po 1 ks
- nesterilní: balení po 20 ks

