

Vysoce elastické obinadlo s netřepivými okraji a konci se doporučuje pro prohlubování tlaku. Obinadlo je prodyšné, 100% pružné a k pokožce velmi přátelské.

Pro opakované použití – zachovává si své vlastnosti i po mnoha použitích a také po vyprání.

Použití:

- při léčbě onemocnění povrchových cév (žil, lymfatických cév)
- při léčbě poúrazových změn – končetin, hrudníku
- po operačních zákrocích v oblasti hlavy, hrudníku a končetin
- preventivně u těhotných žen
- jako zpevňující nebo tlakový obvaz

Druhy:

- nesterilní

Rozměry a balení:

- nesterilní: 8 cm, 10 cm, 12 m, 14 cm a v délce 3 m – délka měřená ve volném stavu



>>