

## Selektivní odstranění černé nekrotické tkáně

- hydratuje černou nekrotickou tkáň – obvaz dodává ráně 40% vody; to způsobí hydrataci a rozpuštění nekrózy; odstranění mrtvé tkáně je zásadním prvotním krokem v procesu hojení ran
- udržuje vlhké prostředí rány, tím se vytváří optimální podmínky hojení
- je průhledný, čímž umožňuje vizuální kontrolu velikosti a stavu rány
- snadné použití – tuba zajišťuje přesnou aplikaci gelu přímo na ránu

## Ošetření ran se suchou a hromadnou nekrózou různých hloubek, například:

- proleženiny
- bércové vředy
- popáleniny prvního a druhého stupně

## Druhy:

- sterilní

## Rozměry a balení:

- sterilní: 5 ks 15 g tubiček

