

Rouška na instrumentační stolek se dvěma oddělenými zónami; vyhovuje požadavkům normy EN 13795.

Absorpční vrstva ve střední části roušky tekutiny pohltí a ochranný film zabrání jejich prosáknutí. Prodává se samostatně, jako samostatný prvek sady nebo jako nedílná součást OP-sad (balení sady).

Použití:

- zakrytí pomocného stolku, na nějž se umisťují balíky roušek nebo nástrojů

Rozměry a balení:

- rozměry: 150 cm x 90 cm
- sterilní (sterilizované ethylenoxidem): baleno v papírovém sáčku s fólií po 1 ks; navíc, jednotlivé roušky lze zabalit do kartonového dávkovače, který umožňuje organizaci a skladování produktů v nemocnici

