

Optimální spojení komfortu a bezpečnosti.

Rukavice se vyznačují vysokou pružností a mechanickou pevností.

Představují účinnou ochrannou bariéru, nasazování usnadňuje ohrnutý okraj manžety.

Ambulex – vyšetřovací rukavice latexové, pudrované

- pudrované přírodním kukuřičným škrobem, který izoluje latexovou vrstvu od dlaně
- díky hladkému povrchu rukavic není snížena citlivost hmatu
- univerzální tvar vhodný pro obě ruce

Rukavice Ambulex klasifikované jako osobní ochranné prostředky kategorie III splňují požadavky normy EN 374. Před použitím rukavic si přečtěte návod k použití. Podrobnější informace o chemické odolnosti získáte u svého obchodního zástupce.

Ambulex – Prohlášení o shodě

Ambulex P – vyšetřovací rukavice latexové, nepudrované – doporučované speciálně pro lidi s citlivou pokožkou; zdrsňený povrch

- nepudrované
- polymerová úprava vnitřní strany chrání povrch dlaní před latexem a usnadňuje nasazování i v případě, že má uživatel vlhké ruce
- zdrsňený povrch zajišťuje jisté uchopení nástroje
- univerzální tvar vhodný pro obě ruce

Rukavice Ambulex klasifikované jako osobní ochranné prostředky kategorie III splňují požadavky normy EN 374. Před použitím rukavic si přečtěte návod k použití. Podrobnější informace o chemické odolnosti získáte u svého obchodního zástupce.

Ambulex P – Prohlášení o shodě

Použití:

- lékařská vyšetření
- diagnostické nebo léčebné zákroky
- nakládání s kontaminovaným nebo znečištěným materiálem

Druhy:

- nesterilní
- pudrované a nepudrované

Rozměry a balení:

- XS, S, M, L, XL v dávkovací krabičce po 100 ks
- pudrované rukavice Ambulex velikost M jsou baleny v krabičce po 100 ks a jsou pro použití v zdravotnictví



>>